
Wiba Sport AG
Spahau 1 • 6014 Luzern
Telefon 041 250 80 80
info@wiba-sport.ch
www.wiba-sport.ch





Produktinformationsblatt

Mehrfach-Kalt/Warmkompresse

Kalt Anwendung: Die Kompresse wird für 2 Stunden in das Gefrierfach oder die Tiefkühltruhe gelegt. Vor dem Auflegen auf die Haut, sollte die Kompresse in ein Tuch eingewickelt werden. Warm Anwendung: Die Kompresse wird für ca. 5 Minuten in max. 80° Grad heissem Wasser erwärmt. Alternativ kann die Kompresse auch in der Mikrowelle bei 500 Watt erhitzt werden. Hierbei sollte die Kompresse nicht länger als 2 Minuten in der Mikrowelle erhitzt werden. Vor dem Auflegen auf die Haut, sollte die Kompresse in ein Tuch eingewickelt werden.

Artikelnummer: D6124

Zubehör zum Artikel